

# LD 励起固体レーザーを光源とする気中微粒子計 KC-22A

< 技術報告 >

リオン株式会社 環測技術部 水上 敬

## 1.はじめに

高集積化、微細化が進む半導体工業やデータストレージ分野では、歩留まりに影響を与える粒子がより微小になってきている。また空気中の浮遊粒子には細菌が付着しやすく、医薬・食品分野などでも清浄度の高い環境が要求されている。

これらの産業では微粒子が管理された清浄度の高い空間をつくり出すクリーンルームが求められており、その管理には操作が容易で実時間測定が可能である微粒子計が広く用いられ、近年、より重要性が高まっている。

空気中の微粒子を測定するには光散乱方式の気中微粒子計が利用され、その光源としてはハロゲンランプ、He-Ne レーザー、半導体レーザー（以下 LD）などが用いられている。このたび、新光源として LD 励起固体レーザーを用いた気中微粒子計 KC 22A（図 1）を開発したので報告する。



図1 KC-22A 外観

## 2.従来技術:He-Ne レーザー光源

気中微粒子計において 0.3  $\mu\text{m}$  より微小な粒子を検出するセンサーの光源として、He-Ne レーザーが多く採用されている。図 2 に構造を示す。この方式では、高エネルギーなレーザー共振器内部に試料空気を導入できるという利点がある。これにより、0.1  $\mu\text{m}$  の微粒子を検出することが可能であり、弊社でもこの方式で KC 18、KC 21A といった微粒子計を発表し、多大な支持を受けている。しかしこの構造には以下のような問題点がある。

ガスレーザー管が大きいため、微粒子計自体が大きくなる。

高圧電源が必要である。

出力制御ができない。

レーザー管がガラス製であるため、機械的強度が弱く、レーザーアライメントが狂いやすい。

レーザー管内にガスが封入されており、寿命は通常数万時間である。またレーザー管からのガス抜けも問題となる。

これらを解決することを目的とし、新たな光源として LD 励起固体レーザーを採用した。




図2 He-Ne レーザー共振器

## 3.LD 励起固体レーザーの採用

レーザーはその媒質から、気体レーザー、液体（色素）レーザー、固体レーザー、半導体レーザーの 4 種類に大別される（前述 He-Ne レーザーは気体レーザーである）。このうちの固体レーザーは、レーザー媒質として結晶やガラスを使用したものである。固体レーザーの特徴としては、小形の装置から大出力が得られる、短時間パルス光が得られる、Q スイッチ発振によってピークパワーの大きな出力が取り出せる、機械的に丈夫である、といった点がある。固体レーザーは通常フラッシュランプやキセノンランプ、LD などにより励起される。

LD 励起固体レーザーは、単波長の LD 光を固体レーザー結晶に照射して励起するもので、幅広いスペクトルを持つランプによる励起と比較すると、エネルギーロスが少なく高効率で、低電力で済む。また LD の出力を変えることでレーザー出力を容易に調整することができる。

固体レーザー結晶としては、Nd:YAG、Nd:YLF な

どがあるが、KC 22A には「Nd:YVO<sub>4</sub>」という結晶を採用した。この結晶は Nd:YAG、Nd:YLF に比べて、励起波長の依存性が低い、レーザー発振のしきい値が低い、励起光の吸収率が高いため結晶を小さく出来る、といった利点がある。

ここまでを整理すると、先ほどの He-Ne レーザーの特徴と比較し、

光源の構成としては LD、レンズ、結晶、ミラーのみであり、センサーの小型化が可能。

LD 駆動により、低電圧で済む。

LD 出力を制御することでレーザー出力の制御が可能。

センサーの小型化により機械的強度に優れ、アライメントも狂いにくい。

寿命は LD にのみ依存し、LD を交換するだけで結晶その他は半永久的に使用できる。

と、すべての項目を改善することができる。

#### 4.LD 励起固体レーザーの発振原理

Nd:YVO<sub>4</sub> 結晶を用いた LD 励起固体レーザーの発振器構造を図 3 に示す。Nd:YVO<sub>4</sub> 結晶には、LD 側の端面に LD 光波長である 808nm に対する反射防止膜と、固体レーザーの発振波長である 1064nm の高反射膜を施し、もう一方の面には 1064nm の反射防止膜を施している。また外部ミラーには 1064nm の反射膜を施す。




図 3 LD 励起固体レーザー共振器

LD から出射された波長 808nm のレーザー光はレンズによって集光され、結晶に照射することで励起状態となり、結晶の LD 側端面と外部ミラー間で 1064nm のレーザー共振がおこる。通常、外部ミラーには 5%程度透過するミラーが使用され発振光を最大限に取り出すよう設計されるが、今回の使用法ではミラーに高反射膜を施し共振器内部が高エネルギーになるよう設計している。

#### 5.センサー構造

KC 22A の粒子検出センサーは、前述の He-Ne レーザーを光源としたセンサーと同様、高エネルギーな共振器内部に試料空気を導入し検出領域としている。試料空気を安定して導入しかつセンサー内部汚染を防ぐため、鞘状に試料空気を包み込むシースエアを有し、また結晶とミラーの清浄度を保つためパージエアを流している。

Nd:YVO<sub>4</sub> は 3 × 3 × 1 mm の大きさで、前述の通り両面にコーティングを施している。また外部ミラーには高反射なコーティング（反射率約 99.8%）を施している。LD には波長 808nm、最大出力 1W のものを使用する。

#### 6.センサー性能

LD の出力を 900mW とした場合、外部ミラーからの透過光は約 50mW で、共振器内部のパワーはその 100 倍以上と推定される。




図 4 各波長による応答カーブの比較

0.100 μm のポリスチレンラテックス (PSL) 標準粒子を含んだ試料空気を流量 2.83L/min で測定したとき、清浄空気導入時の信号をノイズとしたとき

のS/N比は2.0以上を確保している。

またLD励起固体レーザーを採用したことは大きな副産物をもたらした。粒子径に対する光散乱強度の応答カーブが、光源波長1064nmでは0.6μm付近まで安定しており、He-Neレーザー(波長633nm)を光源とした場合に比べて、0.3μm以上の粒子に対して粒径を区分する精度が高いことを示している(図4参照)。

さてこのKC 22AはKC 21Aの後継機という位置付けで設計されたものである。この2機種を比較してみよう。

粒径区分は共に0.1μm、0.15μm、0.2μm、0.3μm、0.5μm。定格流量はKC 21Aが3L/minに対し、KC 22Aは2.83L/minに変更されている。これは粒子計測でいまだ慣習的に用いられている立方フィートの単位に合わせたものである(0.1立方フィートは約2.83L)。

図5に大気塵を希釈した試料空気を吸引したときの測定結果を示す。0.1μmの計数値は約15%の差があり、これは校正に用いた標準粒子の差により生じている。また0.5μmの計数値は、他の粒径と比べて個数が少ないことと応答カーブの違いにより、20%程度の差が出ている。0.15μmから0.3μmレンジはほぼ等しい。

KC 22Aはやや縦長の筐体形状をしており、占有床面積は21Aの約1/3、重量は1/2以下になっている。これは新光源以外にも小型軽量安価のポンプを採用したことも貢献しており、これらの採用により、先に述べた性能改善の他、原価の大幅な低減も行うことができた。

## 7.おわりに

このたび開発したKC 22Aは光源にLD励起固体レーザーを採用することにより、従来製品の問題を改善し、さらに小型、軽量、低価格化に貢献することができた。今後この光源を用いた製品として、最小可測粒径0.08μmのKC-22B、多点システムに組み込むセンサーのKA-82へと発展していく。またさらに研究を積み重ねることで、より微小な粒子の検出や、小型軽量化への突破口を探っていきたい。




図5 希釈大気塵の比較測定