

医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	インピーダンスオージオメータ RS-41		
製造販売業社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結果		
使用 前 点 検	1. 外観（構造） ・ 耳せんアダプターの清掃 耳栓取り付け部の細管に、耳あか等の詰まりが無いこと。 2. 機能（性能） 電源投入後、確認を行う。 ・ イヤープローブ、受話器を装着してチンパノグラム測定できること。	. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		. .		良・否		
		点検 校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	. .		良・否

修理	修理の概要・修理者名等	. .		
----	-------------	-----	--	--