


**【別紙2】**

**■補聴器の型式・電池の型式の「調べ方」**

以下をご参考の上、お客様の補聴器の型式、または空気電池の型式をご確認ください。

**・補聴器の型式**



**・空気電池の型式**

電池の台紙に記載された「型式」の他に、台紙や電池シールの「色」や電池の「大きさ」でも電池の型式を知ることが可能です。

型式	PR-44 (675) PR-44P (675P)	PR-48 (13) PR-48P (13P)	PR-41(312)	PR-536 (10)
台紙やシールの色	青	オレンジ	茶	黄
使われている補聴器	耳かけ型	耳かけ型 耳あな型	耳かけ型 耳あな型	耳あな型
パッケージ見本 (リオンブランドの場合です。)				
大きさでの見分け方				

以上