

## 医療機器の保守・点検記録表

医療機器販売名	OAEスクリーナー ER-60		
製造販売業社名	リオン株式会社		
製造番号		購入年月日	
施設名		設置保管場所	

種 類	点検内容	年 月 日	点検者	結 果		
使用前点検	1. 外観（構造）	. .		良・否		
		. .		良・否		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体等、構造上の破損、コードのねじれ等が無いこと。</li> </ul>	. .		良・否		
		. .		良・否		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プロープ先端の清掃</li> </ul>	. .		良・否		
		. .		良・否		
	2. 機能（性能）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プロープ先端の清掃を行う。（取扱説明書参照）</li> </ul>	. .		良・否	
			. .		良・否	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プロープの校正を行い（取扱説明書参照）、正しい値が表示されることを確認する。</li> </ul>	. .		良・否
				. .		良・否
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測定を行いプローブから音が出ていること。</li> </ul>	. .		良・否
				. .		良・否
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
			. .		良・否	
. .				良・否		
. .				良・否		
. .				良・否		
. .				良・否		
点検校正	年に一度、専門業者に点検校正を依頼する。	. .		良・否		

修理	修理の概要・修理者名等	. .		
----	-------------	-----	--	--