

パーティクルカウンタとケーブルの対応表

気中微粒子計測器

パーティクルカウンタ		プリンタ KP-06	プリンタ DPU-414	コンピュータ
型式	コネクタ	D-sub 25pin(メス)	D-sub 9pin(オス)	D-sub 9pin(オス)
KC-01E	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A
KC-03B	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A
KC-20A	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A
KC-22A	D-sub 9pin(オス)	CC-61	—	CC-61A
KC-22B	D-sub 9pin(オス)	CC-61	—	CC-61A
KC-24	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-62DA
KM-27	D-sub 9pin(メス)	—	—	CC-62A
KM-33	D-sub 9pin(メス)	—	—	CC-62A
KR-11A	RJ-45	—	KR121000	KRSA1376に付属
KR-11B	RJ-45	—	KR121000	KRSA1376に付属
KR-12A	RJ-45	—	KR121000	本体に付属

液中微粒子計測器

パーティクルカウンタ		プリンタ KP-06	プリンタ DPU-414	コンピュータ	シリンジサンプラ
型式	コネクタ	D-sub 25pin(メス)	D-sub 9pin(オス)	D-sub 9pin(オス)	KZ-30W1/30W2
KE-28B	D-sub 9pin(オス)	—	CC-61DP	CC-61A	—
KS-16/16F	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A	—
KS-17A/17B	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A	—
XP-L4W/L7W	D-sub 9pin(オス)	—	CC-61DP	—	—
KE-40K	D-sub 9pin(オス)	CC-61	—	CC-61A	KZ-30S180
KE-40B	D-sub 9pin(オス)	—	—	CC-61A	KZ-30S180